


CODIGO **24837, 24838**

DESCRIPCION: **VALVULA SELECTORA 2 1/2" NEGRA CON ENLACE "**



ESPAÑOL

POS	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	POS	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	4404120701	MANETA NEGRA 2 1/2'		8	* 4404120014	VISOR CON JUNTA MIDA	
2	4404121302	TAPA VALVULA 2 1/2"		9	4404121002	MANGUITO EXTERIOR 75 CON JUNTA	
3	4404120109	TAPON 1/4' VALVULA		10	4404121308	ENLACE RECTO 2 1/2"	
4	4404120703	RESORTE CON ARANDELAS 2 1/2'		11	4404121309	ENLACE ACODADO 2 1/2"	
5	4404120705	JUNTAS VALVULA 2 1/2'		12	4404121301	JUNTA ENLACE 2 1/2"	
6	4404120704	DISTRIBUIDOR CON JUNTAS 2 1/2'		13	4404121303	JUNTA PLANA 72X61X3,5	
7	4404121310	CJTO. SUPERIOR 2 1/2" NEGR "		14	* 24837R0101	CUERPO VALVULA SELECTORA 2 1/2" P3/N	
8	* 4404120706	VISOR COMPLETO		14	* 24838R0101	CUERPO VALVULA SELECTORA 2 1/2"	

CODIGO 24837, 24838


DESCRIPCION: VALVULA SELECTORA 2 1/2" NEGRA CON ENLACE "

OBSERVACIONES

POS	CODIGO	OBSERVACIONES
8	* 4404120706	PARA: OLD MODEL
8	* 4404120014	PARA: CURRENT MODEL
14	* 24837R0101	PARA: 24837
14	* 24838R0101	PARA: 24838

CODE 24837, 24838

DESCRIPTION: SÉLECTEUR 2 1/2" NOIR AVEC LIEN "



FRANCAIS

POS	CODE	DESCRIPTION	QUANTITE	POS	CODE	DESCRIPTION	QUANTITE
1	4404120701	POIGNEE NOIRE 2 1/2"		8	* 4404120014	VOYANT ET JOINT MIDAS	
2	4404121302	DESSUS DE VANNE 2 1/2"		9	4404121002	MANCHON EXTÉRIEUR 75 AVEC JOINT	
3	4404120109	BOUCHON 1/4'		10	4404121308	SORTIE DROITE 2 1/2"	
4	4404120703	RESSORT ET RONDELLES 2 1/2'		11	4404121309	SORTIE COUDEE 2 1/2'	
5	4404120705	JOINTS 2 1/2'		12	4404121301	JOINT 2 1/2"	
6	4404120704	BOISSEAU AVEC JOINTS 2 1/2'		13	4404121303	JOINT PLAT 72X61X3,5	
7	4404121310	ENSEMBLE SUPÉRIEUR 2" 1/2 NOI "		14	* 24837R0101	CORP DE VANNE DE SELECTION 2 1/2"	
8	* 4404120706	VOYANT COMPLET		14	* 24838R0101	CORP DE VANNE DE SELECTION 2 1/2"	

CODE **24837, 24838**


DESCRIPTION: **SÉLECTEUR 2 1/2" NOIR AVEC LIEN "**

OBSERVATIONS

POS	CODE	OBSERVATIONS
8	* 4404120706	POUR: OLD MODEL
8	* 4404120014	POUR: CURRENT MODEL
14	* 24837R0101	POUR: 24837
14	* 24838R0101	POUR: 24838

CODE **24837, 24838**

DESCRIPTION: **MULTIPOINT VALVE 2 1/2" BLACK WITH LINK "**



ENGLISH


POS	CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	POS	CODE	DESCRIPTION	QUANTITY
1	4404120701	BLACK HANDLE 2 1/2'		8	* 4404120014	VISOR WITH SEAL MIDAS	
2	4404121302	VALVE 2 1/2"		9	4404121002	EXTERNAL UNION 75 WITH SEAL	
3	4404120109	PLUG 1/4'		10	4404121308	UNION 2 1/2"	
4	4404120703	SPRING WITH WASHERS 2 1/2'		11	4404121309	ELBOW 2 1/2'	
5	4404120705	GASKETS 2 1/2'		12	4404121301	GASKET 2 1/2"	
6	4404120704	DISTRIBUTOR WITH GASKETS 2 1/2'		13	4404121303	INLET GASKET 72X61X3,5	
7	4404121310	SUPERIOR SET 2 1/2" BLAC "		14	* 24837R0101	VALVE BODY 2 1/2"	
8	* 4404120706	VISOR COMPLETE		14	* 24838R0101	VALVE BODY 2 1/2"	

CODE **24837, 24838**DESCRIPTION: **MULTIPORT VALVE 2 1/2" BLACK WITH LINK "****OBSERVATIONS**

POS	CODE	OBSERVATIONS
8	* 4404120706	FOR: OLD MODEL
8	* 4404120014	FOR: CURRENT MODEL
14	* 24837R0101	FOR: 24837
14	* 24838R0101	FOR: 24838

CODICE 24837, 24838

DESCRIZIONE: VALVOLA SELETRICE 2 1/2" NERA CON ANCORAGGI "



ITALIANO

POS	CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'	POS	CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'
1	4404120701	MANIGLIA NERA 2 1/2"		8	* 4404120014	VISORE CON GUARNIZIONE MIDAS	
2	4404121302	COPERCHIO VALVOLA 2 1/2"		9	4404121002	MANICOTTO ESTERNO 75 CON GUARNIZIC	
3	4404120109	COPERCHIO 1/4" PER VALVOLA		10	4404121308	GUARNIZIONE PER RACCORDO 2 1/2"	
4	4404120703	MOLLA CON RONDELLE 2 1/2"		11	4404121309	RACCORDO A GOMITO 2 1/2"	
5	4404120705	GUARNIZIONI VALVOLA 2 1/2"		12	4404121301	GUARNIZIONE D.2 1/2"	
6	4404120704	DISTRIBUTORE CON GUARNIZIONI 2 1/2" V		13	4404121303	GUERNIZIONE PIANA 72X61X3,5	
7	4404121310	KIT SUPERIORE 2" 1/2 NER "		14	* 24837R0101	CORPO VALVOLA SELETRICE 2 1/2"	
8	* 4404120706	VISORE COMPLETO		14	* 24838R0101	CORPO VALVOLA SELETRICE 2 1/2"	

CODICE **24837, 24838**


DESCRIZIONE: **VALVOLA SELETRICE 2 1/2" NERA CON ANCORAGGI "**

OSSERVAZIONI

POS	CODICE	OSSERVAZIONI
8	* 4404120706	PER: OLD MODEL
8	* 4404120014	PER: CURRENT MODEL
14	* 24837R0101	PER: 24837
14	* 24838R0101	PER: 24838

CODE **24837, 24838**

BESCHREIBUNG: **MEHRWEGVENTIL 2 1/2" SCHWARZ MIT ANSCHLÜSSE "**



DEUTSCH

POS	CODE	BESCHREIBUNG	MENGE	POS	CODE	BESCHREIBUNG	MENGE
1	4404120701	GRIFF SCHWARZ 2 1/2'		8	* 4404120014	SCHAUGLAS UND DICHTUNG MIDA	
2	4404121302	VENTILDECKEL 2 1/2"		9	4404121002	NIPPEL AUSSEN 75 UND DICHTUNG	
3	4404120109	STOPFEN 1/4' VENTIL		10	4404121308	ANSCHLUSS GERADE 2 1/2"	
4	4404120703	FEDER MIT UNTERLEGSCHIEBEN 2 1/2'		11	4404121309	ANSCHLUSSWINKEL 2 1/2"	
5	4404120705	VENTILDICHTUNGEN 2 1/2'		12	4404121301	DICHTUNG ANSCHLUSS 2 1/2"	
6	4404120704	VERTEILER UND DICHTUNGEN 2 1/2'		13	4404121303	FLACHDICHTUNG 72 X 61 X 3,5	
7	4404121310	SET OBEN 2 1/2" SCHWAR "		14	* 24837R0101	GEHÄUSE MEHRWEGVENTIL 2 1/2" P3/N/CF	
8	* 4404120706	SCHAUGLAS KOMPLETT		14	* 24838R0101	GEHÄUSE MEHRWEGVENTIL 2 1/2"	

CODE **24837, 24838**


BESCHREIBUNG: **MEHRWEGVENTIL 2 1/2" SCHWARZ MIT ANSCHLÜSSE "**

HINWEISE

POS	CODE	HINWEISE
8	* 4404120706	FÜR: OLD MODEL
8	* 4404120014	FÜR: CURRENT MODEL
14	* 24837R0101	FÜR: 24837
14	* 24838R0101	FÜR: 24838

CODIGO **24837, 24838**

DESCRIÇÃO: **VÁLVULA SELECTORA 2 1/2" PRETA COM LIGAÇÃO "**



PORTUGUES

POS	CODIGO	DESCRIÇÃO	JANTIDADE	POS	CODIGO	DESCRIÇÃO	JANTIDADE
1	4404120701	MANIPULO PRETO 2 1/2'		8	* 4404120014	VISOR COM JUNTA MIDAS	
2	4404121302	TAMPA VALVULA 2 1/2"		9	4404121002	MANGUITO EXTERIOR 75 COM JUNTA	
3	4404120109	TAMPÃO 1/4' VÁLVULA		10	4404121308	LIGAÇÃO RECTA 2	
4	4404120703	MOLA COM ANILHAS 2 1/2'		11	4404121309	LIGAÇÃO CURVA 2 1/2"	
5	4404120705	JUNTAS VÁLVULA 2 1/2'		12	4404121301	JUNTA 2 1/2"	
6	4404120704	DISTRIBUIDOR COM JUNTAS 2 1/2'		13	4404121303	JUNTA PLANA 72X61X3,5	
7	4404121310	CONJUNTO SUPERIOR 2 1/2" PRET "		14	* 24837R0101	CORPO VALVULA SELECTORA 2 1/2"	
8	* 4404120706	VISOR COMPLETO		14	* 24838R0101	CORPO VALVULA SELECTORA 2 1/2"	

CODIGO 24837, 24838

DESCRIÇÃO: VÁLVULA SELECTORA 2 1/2" PRETA COM LIGAÇÃO "

OBSERVAÇÕES

POS	CODIGO	OBSERVAÇÕES
8	* 4404120706	PARA: OLD MODEL
8	* 4404120014	PARA: CURRENT MODEL
14	* 24837R0101	PARA: 24837
14	* 24838R0101	PARA: 24838